



TRYGLICERIDES LR STANDARD

REF 4700610 6x10 ml

CE **IVD** For in vitro medical device
Per uso diagnostico in vitro

Uso

Standard chimico da utilizzare per la calibrazione del dosaggio:

Trigliceridi LR	REF 4706100 – 4700650
	4730650 – 4736100
	E4700550 – E4705100

Reattivi

Glicerina 87% 2,0 mM/l

Conservanti e stabilizzanti

La concentrazione è indicata nell'etichetta dello standard.

Preparazione del reagente

Lo standard è liquido e pronto all'uso.

Conservazione e stabilità

- Conservare il kit a 2-8 °C
- Dopo l'apertura il flacone è stabile circa 60 giorni se richiuso immediatamente dopo il prelievo, protetto da contaminazione, evaporazione, luce diretta e conservato alla temperatura corretta.

Utilizzo

Per l'utilizzo dello standard fare riferimento al foglio di istruzioni per l'uso contenuto nel kit per la determinazione dei trigliceridi nel siero e nel plasma.

Precauzioni ed avvertenze

Il prodotto non è classificato come sostanza pericolosa (D.Lgs. n. 285 art. 28 Legge n.128 del 1998). È consigliabile tuttavia maneggiare il prodotto con cautela secondo le norme di buona pratica di laboratorio.

Attenzione: i reattivi contengono Sodio Azide (0.095%) come conservante. Evitare l'ingestione ed il contatto con pelle, occhi e mucose.

Smaltimento rifiuti

Il prodotto deve essere smaltito secondo le normali normative in materia di gestione dei rifiuti.

Note

- Evitare di esporre i reattivi alla luce diretta, contaminazione ed evaporazione.
- In caso di reclamo o di richiesta del controllo di qualità del presente kit, indicare il numero di lotto riportato sulla confezione od in alternativa il numero di lotto dei singoli componenti.

Bibliografia

Bucolo G, David M: Clin. Chem., 19, 476 (1973).

McGowan MW, Artiss JD, Standbergh DR, Zak B: Clin. Chem., 29, 538 (1983).

Kaplan LA, Pesce AJ: "Clinical Chemistry", Mosby Ed. (1996).

Young D.S., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, AACC Press, Washington, DC 5th ed. 2000.

Simbologia

	Marchi CE (prodotto conforme ai requisiti della dir. CE 98/79)
	Dispositivo medico-diagnostico in vitro
	Codice del lotto
	Utilizzare entro
	Limiti temperatura di conservazione

	Consultare istruzioni per l'uso
	Gesan Production srl

Use

Chemical standard for calibration of following assay kit:

Triglycerides LR	REF 4706100 – 4700650
	4730650 – 4736100
	E4700550 – E4705100

Reagents

Glicerine 87% 2,0 mM/l

Preservatives and stabilizers.

Concentration is reported on the standard package label.

Reagent preparation

Reagent is liquid and ready for use.

Storage and stability

- Store the kit at 2-8 °C (59-77 °F)
- After opening, the vial is stable up to 60 days if recapped immediately after use and protected from contamination, evaporation, direct light exposure, and stored at the correct temperature.

Utilization

Please read carefully the information sheet contained in the triglycerides assay kit.

Precaution in use

The product is not classified as dangerous (DLg. N. 285 art. 28 l. n. 128/1998). However the reagent should be handled with care, according to good laboratory practice. Caution: the reagents contain Sodium Azide (0.095%) as preservative. Avoid swallowing and contact with skin, eyes and mucous membranes.

Waste management

Please refer to the local legal requirements.

Note

- Avoid direct light exposure, contamination and evaporation.
- In case of compliant or quality control request, refer to the lot number on the package or to the lot number of the single vial.

Bibliography

Bucolo G, David M: Clin. Chem., 19, 476 (1973).

McGowan MW, Artiss JD, Standbergh DR, Zak B: Clin. Chem., 29, 538 (1983).

Kaplan LA, Pesce AJ: "Clinical Chemistry", Mosby Ed. (1996).

Young D.S., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, AACC Press, Washington, DC 5th ed. 2000.

Symbols

	CE Mark (98/79 CE regulation)
	in vitro medical device
	Batch Code
	Use by
	Storage temperature limits
	Read instruction for use
	Gesan Production srl

Triglycerides LR Standard
mod7.3.5-r0 06-2006

Gesan Production s.r.l.

Sede legale: Via Einaudi, 19 – 91021 TRE FONTANE –Campobello di Mazara (TP) Ufficio e Magazzino: Via Fiera dell'Eremita, 71 – Campobello di Mazara (TP) – Part. IVA 01928730819

Tel +39 0924 912396 – Fax +39 0924 912534 // INTERNET : WWW.GESANPRODUCTION.IT - e-mail: gesan@gesanproduction.it