

Made in Italy



1989

Gesan Production srl

+39 0924912534
overseas@gesanproduction.it

www.gesanproduction.it



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016



Piccolo Chem^{vet}

- > *Reagenti di Chimica Clinica*
- > *Reagenti Oem e Bulk*
- > *Biochimica Veterinaria*
- > *Tossicologia*
- > *Analizzatori da Laboratorio*

Analizzatori Linea Veterinaria



HEMOVET³ diff



HEMOVET⁵ diff



Smart LYTE^{vet}



Piccolo Chem^{vet}



Chem 200^{vet}



Piccolo Chem



Chem 200



Chem 300 plus


Small outside big inside
**Il Nuovo Analizzatore Automatico
di Chimica Clinica Veterinaria**




Made in Italy



SUPPORTO REMOTO CON SOFTWARE SPECIFICO PER LA VETERINARIA



DIMENSIONI (cm)
PESO 19 kg



Piccolo Chem^{vet}

OPERATIVITÀ

Chimica clinica e turbidimetria
Accesso random, STAT
Fino a 150 test/ora
Avvio automatico

PIATTO CAMPIONI

Piatto rimovibile con 10 posizioni numerate
Tubi primari o coppette

REAGENTI DEDICATI CON BARCODE

Pronti all'uso
20 posizioni

INTERFACCIA GRAFICA

Controllo automatico di reagenti, calibratori, controlli e scadenze
Controllo della reazione e dei dettagli del test
Procedura di manutenzione totalmente automatica
Software intuitivo per Windows

Piccolo Chem Vet è un analizzatore automatico di piccole dimensioni e grandi potenzialità, grazie a un sistema completo (software e reagenti dedicati) studiato appositamente per la veterinaria.

**Tecnologia Touch Screen
Software specifico per la veterinaria**

- Profili personalizzabili: generico, pre-operazione, post-operazione, epatico, renale, metabolico ecc.
- Numero illimitato per tipologia di animale
- Nessuno spreco di reagenti
- Report personalizzabili per specie animali
- Monitoraggio costante della reazione

**Sistema dedicato
Kit per la Veterinaria**



KIT DEDICATI	Piccolo Chem ^{vet}		
PRODOTTO	CODICE	SIZE	N° Test/Kit
Acidi biliari	P1100140V	R1 1x30 + R2 1x10 + STD 1x2 ml	105
Acido urico	P1000130V	R1 1x24 + R2 1x6 ml	95
Albumina	P1200110V	1x10 ml	32
Amilasi	P1400110V	1x10 ml	30
Bilirubina diretta	P1700130V	R1 1x24 + R2 1x6 ml	95
Bilirubina totale	P1600130V	R1 1x24 + R2 1x6 ml	95
Calcio	P1850130V	1x30 ml	89
Cloro	P2100110V	1x10 ml	32
Colesterolo	P2230130V	1x30 ml	81
Colinesterasi	P2500130V	R1 1x24 + R2 1x6 ml	95
Creatinchinasi	P1900130V	R1 1x24 + R2 1x6 ml	95
Creatinina	P2700130V	R1 1x15 + R2 1x15 ml	95
Ferro	P2900130V	R1 1x24 + R2 1x6 ml	84
Fosfatasi alcalina	P3000130V	R1 1x24 + R2 1x6 ml	95
Fosforo	P3300110V	1x10 ml	30
Fruttosamina	P3400110V	1x10 ml	32
Gamma GT	P3500130V	R1 1x24 + R2 1x6 ml	95
Glucosio	P3650130V	1x30 ml	95
GOT - AST	P3700130V	R1 1x24 + R2 1x6 ml	95
GPT - ALT	P3800130V	R1 1x24 + R2 1x6 ml	95
Lattato	P4100310V	R1 1x10 + R2 1x10 (LYO)	28
LDH	P4000130V	R1 1x24 + R2 1x6 ml	95
Lipasi	P4750150V	R1 1x40 + R2 1x8 + STD 1x1 ml	150
Magnesio	P4400110V	1x10 ml	32
Proteina C reattiva	P710V	R1 2x25 + R2 1x5 ml	158
Proteine totali	P4500130V	1x30 ml	95
Proteine urinarie	P4550110V	R1 1x10 + STD 1x5 ml	30
Trigliceridi	P4730130V	1x30 ml	95
Urea	P4800130V	R1 1x24 + R2 1x6 ml	95

nuovi

Phenobarbital	Coming soon
Siero Amiloide A	Coming soon
SDMA	Coming soon

